


AUFBEREITUNG VON MEDIZINPRODUKTEN (MP)



*) Bei manueller Desinfektion: Verwendete Mittel/Verfahren müssen aldehydfrei, bakterizid, fungizid und viruzid sein. (Wirkungsbereiche AB); bevorzugt thermisch

1) Ggf. Instandsetzung

2) Weiterbehandlung mit geeigneten validierten NT-Sterilisationsverfahren

- Durchführung durch Mitarbeiter mit anerkannter Ausbildung zur/zum Technischen Sterilisationsassistentin/en (Fachkunde 1) oder im ambulanten Bereich ersatzweise durch Mitarbeiter mit einschlägiger Berufsausbildung und fachspezifischem Sachkundehrang
- ▨ Durchführung ausschließlich durch Mitarbeiter mit anerkannter Ausbildung zur/zum Technischen Sterilisationsassistentin/en (Fachkunde 1+2)
- Durchführung ausschließlich durch Mitarbeiter mit anerkannter Ausbildung zur/zum Technischen Sterilisationsassistentin/en (Fachkunde 2)

dios MP
Die Software zur
Medizinprodukteverwaltung und zum Sterilgutmanagement
Hotline: 02864/9492-0 · www.dios.de

DGSV
Deutsche Gesellschaft für
Sterilgutversorgung e.V.
© 2003-2011 Systematik von
Arbeitskreis Qualität in der DGSV

Stand 03/2011**)
**) Nach der Verabschiedung der RKU/BfArM Richtlinien sind Änderungen möglich. Aktuelle Infos unter www.dios.de.

Lizenzfreie Verwendung dieser Grafik nur in unveränderter Form inkl. Logos + Copyrightangaben!

© 2005-2011 grafische Darstellung G. Kaller - DIOS GmbH - Reken